

ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HCM
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC

Số: ~~773~~ /BVĐHYD-VTTB

V/v mời chào giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 5 năm 2021

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh mời các Quý nhà cung cấp có quan tâm, có khả năng cung cấp linh kiện, phụ kiện theo máy, công cụ dụng cụ và dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh báo giá theo phụ lục đính kèm.

Đề nghị Quý nhà cung cấp gửi file word/excel và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đính kèm đến email moichaogia@umc.edu.vn và gửi bản giấy có đóng dấu về Phòng Vật tư thiết bị, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (địa chỉ 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh).

- Hồ sơ gửi kèm theo báo giá bao gồm các tài liệu sau:

+ Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có).

+ Catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác.

- Thời gian nhận báo giá: đến hết ngày 11 /05/2021

- Điện thoại liên hệ: 028.3952.5012 (CN. Phạm Đức Minh - Phòng Vật tư thiết bị).

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (K19-095-pdminh) (3).


GIÁM ĐỐC




Phạm Văn Tấn
Phó Giám đốc

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC DỊCH VỤ MỜI CHÀO GIÁ

(Kèm theo Thư mời chào giá số ...773.../BVĐHYD-VTTB ngày 04/5/2024)

TT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Bàn phím máy siêu âm Affiniti 50 (Không bao gồm phần cảm ứng) -Hãng sx: Philips -Nước sx: Mỹ	Bảng điều khiển bàn phím chứa các điều khiển hình ảnh chính. Các điều khiển này bao gồm các nút, các núm vặn và một con lăn. Bộ điều khiển bàn phím chứa các nút cho phép bạn chọn đầu dò, nhập dữ liệu bệnh nhân, nhập các chú thích trên hình ảnh, nút xóa, thực hiện các phép đo và tính toán, thay đổi cài đặt và phím truy cập Kết nối Hỗ trợ của Philips. Ổ đĩa DVD tùy chọn được gắn vào trung tâm phía trước của bộ điều khiển Giao diện người dùng đồ họa để sử dụng với số lượng phím điều khiển cứng + Các điều khiển chính tập trung thành cụm xung quanh con lăn + Đèn chiếu sáng bảng điều khiển ba trạng thái (hoạt động, khả dụng và không khả dụng) + Kiểm soát ánh sáng xung quanh để xem hình ảnh đặc biệt trong cả môi trường sáng và tối + Các nút nhấn chế độ ảnh kết hợp điều khiển độ lợi độc lập cho 2D, CPA, M-mode, Color, PW, CW Doppler, TDI và 3D + Điều chỉnh với tám thanh trượt của đường cong TGC + Điều khiển iSCAN để tối ưu hóa tự động 2D / Doppler + Chức năng phóng lớn độ nét cao / phóng lớn toàn cảnh + Kiểm soát chế độ kép + Kiểm soát đóng băng + Ba điều khiển thu được có thể lập trình Phát hiện đầu vào của người dùng, giao tiếp với bộ PC của hệ thống thông qua cổng USB và hiển thị đầu ra.	Cái	1	

TT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
		Bộ điều khiển phát tia cầm tay (Hand Switch) -Model: L01 4C3M -Xuất xứ: Trung Quốc -Đặc tính kỹ thuật: công tắc 2 chế độ, 4 lõi, dài 3m	Bộ	2	
5	Đồng hồ áp suất buồng đệm (Pressure Gauge Jacket)	-Đường kính mặt đồng hồ 80 mm - Ren chân thẳng 17 - Hiển thị đo áp suất tối đa 4 kg/cm ² - Độ phân giải tuyến tính 0,5	Cái	1	
	Đồng hồ áp suất buồng hấp (Pressure Gauge Chamber)	-Đường kính mặt đồng hồ 80 mm - Ren chân thẳng 17 - Hiển thị đo áp suất dương tối đa 4 kg/cm ² - Hiển thị đo áp suất âm tối đa -1 kg/cm ² - Độ phân giải tuyến tính 0,5	Cái	1	
	Gioăng cửa buồng hấp (Gasket Door Chamber)	- Gioăng silicon chịu nhiệt 250 °C - Đường kính 650 khớp kín không hàn nổi	Cái	1	
	Đầu dò mực nước ren thau (Water sensor Brass)	- Sensor inox 304 ren thau Φ 13 đệm Teflon	Cái	3	
	Đầu dò mực nước ren Teflon (Water sensor Teflon)	- Sensor inox 304 ren Teflon Φ 27	Cái	1	
6	Sửa chữa và thay thế linh kiện phụ kiện cho Bộ xử lý CV-170 (Serial: 7882745)	Bao gồm chi tiết sau: - PCB(UPCV17EX0C)/ Bộ phận kết nối dây Video: 01 cái - 170 SOCKET U/ Cổng kết nối ống soi: 01 cái THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN: - Cấp điện áp: 220-240 V AC - Biên động công suất trong phạm vi ± 10% - Tần số: 50/60 Hz - Tần số biến động: ± 1 Hz - Đầu vào hiện tại: 200 VA - Kích thước máy: 295 x 145 x 425 mm (Rộng x Cao x Dài)	Cái	1	

TT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
11	REAR BOARD cho máy siêu âm Samsung Model: HS40	- Là board giao tiếp xuất tín hiệu hình ảnh - Chuyên dùng cho Máy siêu âm HS40 (Samsung Medison) - Rear board gồm các cổng giao tiếp: S-video, LAN, 4 cổng USB, 1 cổng HDMI, 1 cổng D-SUB, 5W speaker	Cái	1	
12	Bộ tiền khuếch đại tín hiệu kênh 1 và 2 cho máy Invos (Preamplifier Chan 1&2)	Tín hiệu đầu vào: 0-5 VDC; Tín hiệu đầu ra: 0-5 VDC; Đầu kết nối sensor loại D, 9-chân; Đầu kết nối với monitor: kiểu Fisher; Bộ vi xử lý loại 8051, RAM, 2KB minimum; Watch Dog Timer: 30.5 đến 512s; Tần số dao động CPU là 25MHz; Khuếch đại tín hiệu kênh 1 và 2.	Cái	1	
	Dây cáp nối số 2 của máy invos (Reusable Cable Channel 2)	Đầu kết nối sensor loại D, 9-chân; Chiều dài dây 1.5m; Chuyển tín hiệu rSO2 thành tín hiệu điện đến bộ tiền khuếch đại;	Cái	1	
13	Cảm biến đo lưu lượng khí Oxy (Oxygen sensor) cho máy Fabian Acutronic	Dùng để đo nồng độ oxy cho máy thở Fabian Acutronic	Cái	1	
14	Sensor trọng lực điều khiển motor chuyển động cho máy Xquang di động Shimadzu Mobile Art Evo	Nguồn cấp < 1 mA Dây lực tác động 0 -100N Dây trở kháng 100 - 200 kOhm Đường kính 12,5mm	Cái	4	

TT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
17	Dây nối ECG từ máy ra tương thích chuẩn máy Nihon Kohden	Dây nối ECG từ máy ra tương thích chuẩn máy máy điện tim ECG 9620/9620L Nihon Kohden là dây nối ECG từ máy ra jack Ø3mm Đường kính thân dây 3mm Đầu cái nối ECG có 15 chân Đáp ứng tiêu chuẩn IEC1	Cái	1	
	Đầu dò đo SpO2 người lớn, tương thích chuẩn máy Nihon Kohden	Đầu dò đo SpO2 người lớn, Tương thích chuẩn máy Nihon Kohden • Dài 1.6m • Có thể rửa bằng nước trước và sau khi tiệt trùng bằng dung dịch Glutaldehyd 2% • Đáp ứng tiêu chuẩn an toàn 93/42/EEC của Châu Âu • Độ chính xác khi đo $\pm 2\%$ khi chỉ số 70-80% hay $\pm 3\%$ khi chỉ số từ 70-80% • Tiêu chuẩn chống thấm nước: IPX4	Cái	6	
18	Pin dự phòng cho máy trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể	Dung lượng 24V - 5000mAh Loại pin niken	Bộ	1	
19	Cảm biến nồng độ khí NO, NO2, O2 dùng cho hệ thống phân phối khí NO, NO2 Noxboxi	Cảm biến điện hóa Tín hiệu đầu ra: 400 ± 100 nA/ppm Thời gian đáp ứng < 60s Độ chính xác NO & NO2: $\pm 3\%$ Độ chính xác O2 $\pm 3,5\%$ Thông số dải đo NO: 0 - 99,9 ppm Thông số dải đo NO2: 0 - 20 ppm Thông số dải đo O2: 0 - 99,9 ppm	Bộ	1	
20	Cảm biến đo lưu lượng nước tiểu -Hãng sx: Laborie -Nước sx: Canada	Thay thế cảm biến đo lưu lượng nước tiểu -Mã hàng: UCL2000 -Hãng sx: Laborie -Nước sx: Canada	Cái	1	